



产品目录

PRODUCT CATALOG



嘉德诺
CardinalHealth
Essential to care

目 录

C O N T E N T S

压力产品

01

Kendall SCD™ 700
间歇式气动压力系统

02

T.E.D.™ 抗血栓压力带

07

肠内营养输注系统

10

EZPUMP-6 肠内营养泵

11

一次性使用营养泵管

12

KANGAROO 鼻饲管

13

经鼻肠喂养/胃减压管套装

14

电极片

15

一次性心电电极片

16

小儿/新生儿一次性使用心电电极片

19

敷料产品

20

PHMB 抗菌敷料

21

水凝胶乳垫

22

水凝胶乳垫

23

手术室产品

24

磁性寻针器

25

磁性针计数器

26

压力产品

- KENDALL SCD™ 700 间歇式气动压力系统
- T.E.D.™ 抗血栓压力带

KENDALL SCD™ 700

间歇式气动压力系统



控制器



压力腿套/足套



Kendall SCD™ 700 控制器

型号描述：

产品型号	描述	包装
295254	间歇式气动压力系统控制器	1台
9528	连接管路	1根
9595	9528延长管路	1根



Kendall SCD™ 700 压力腿套



Kendall SCD™ 700 压力足套



型号描述：

产品名称	产品型号	产品规格	包装
压力腿套	74021	小号膝长型	5双
	74022	中号膝长型	5双
	74023	大号膝长型	5双
	74010	加小号腿长型	5双
	74011	小号腿长型	5双
	74012	中号腿长型	5双
	74013	大号腿长型	3双
可撕脱 压力腿套	74041	小号可撕脱腿长型	5双
	74042	中号可撕脱腿长型	5双
	74043	大号可撕脱腿长型	3双
压力足套	73032	标准足部长度	10双

T.E.D.TM 抗血栓压力带



沪械广审(文)第240421-28198号

T.E.D.™ 抗血栓压力带

特性描述：

- 1.T.E.D.™ 抗血栓压力带，减少血管扩张并增强腿部静脉血液流速，从而减少VTE风险
- 2.采用经临床验证的分级压力模式：脚踝处 18mmHg、小腿处 14mmHg、腘窝处 8mmHg、大腿中部 10mmHg 和大腿上部 8mmHg
- 3.预防管壁损伤：T.E.D.™ 抗血栓压力带有效降低血管扩张，减少血管壁损伤达48%¹
- 4.减少血液淤滞：T.E.D.™ 抗血栓压力带使腿部静脉血液流速度比基础值提高138%²



1. Coleridge-Smith PD et al. Deep Vein Thrombosis: Effect of Graduated Compression Stockings on Distension of the Deep Veins of the Calf. British Journal of Surgery 1991;78(6):724-726.
2. Sigel B., et al. Type of Compression for Reducing Venous Stasis. Archives of Surgery 1975;110:171-175.

T.E.D.™ 抗血栓压力带

型号描述：

产品型号	产品规格	颜色	分型	包装
7071	小号膝长型	白色	预防型 (开口)	12双
7115	中号膝长型	白色		12双
7203	大号膝长型	白色		12双
3130LF	小号腿长型	白色		6双
3416LF	中号腿长型	白色		6双
3728LF	大号腿长型	白色		6双
4265	小号膝长型	棕色	护理型 (闭口)	12双
4435	中号膝长型	黑色		12双
4280	大号膝长型	白色		12双
4300	小号腿长型	白色		6双
4301	中号腿长型	白色		6双
4302	大号腿长型	白色		6双

肠内营养输注系统

- EZPUMP-6 肠内营养泵
- 一次性使用营养泵管
- KANGAROO 鼻饲管
- 经鼻肠喂养/胃减压管套装

EZPUMP-6 肠内营养泵

特性描述：

- 1.可设定的自动喂养和冲洗功能
- 2.有持续喂养和间歇喂养两种模式，间歇喂养可实现“顿服”喂养
- 3.自动预灌注：无需耗时手动灌注，节省护理时间
- 4.72小时历史记录：可准确记录并回顾营养和液体摄入，以反映所提供的护理
- 5.自动防自由移动：15PSI封闭压，防止输注自由移动，提高患者安全性

型号描述：

产品型号	描述	包装
EZPUMP-6	肠内营养泵 主机	1个
	肠内营养泵 立柱夹	1个
	肠内营养泵 电源适配器	1个



浙械广审(文)第241215-00354号

一次性使用营养泵管

特性描述：

- 1.聚氨酯材质, 不含有毒塑化剂DEHP
- 2.型号齐全, 满足临床不同需求
- 3.自动冲水功能

型号描述：

产品型号	描述	包装
CV30	营养袋 A-1000	30个/箱
CV31	营养袋+冲洗袋 B-1000	20个/箱
CV32	穿刺器+冲洗袋 C-1000	30个/箱
CV33	穿刺器 D-0	30个/箱



营养袋 A-1000



营养袋+冲洗袋 B-1000



穿刺器+冲洗袋C-1000



穿刺器 D-0


KANGAROO 鼻饲管

特性描述：

- 1.可充当食物、液体和药物进入病人胃和小肠的管道
 - 2.带重头, 易导入
 - 3.聚氨酯材质, 亲水性好
 - 4.含引导丝, 不易打折
- *建议配合使用KANGAROO™肠内营养泵, 以进行精准鼻饲并对营养配方的供给进行控制

型号描述：

产品型号	尺寸 (Fr)	长度 (cm)	是否带导丝	重头 (g)	包装
8884711501	12	91	否	无	10根/包
8884711519	14	91	否	无	10根/包
8884721055	10	140	是	5	10根/包
8884721088	10	109	是	5	10根/包
8884721252	12	109	是	5	10根/包
8884721255	12	140	是	5	10根/包



沪械广审(文)第240109-26275号


经鼻肠喂养/胃减压管套装

特性描述：

是由一条9Fr×170cm (67”)空肠管被套在一条16Fr×97cm (38”)胃管里面组成的，两条管子由不透射线聚亚安酯材料制成。管道的内外壁和重头均涂有HYDROMER润滑涂层。适用于胃肠道完整，但生理上不能通过正常咀嚼和吞咽摄取营养物质的病人，在通过鼻肠途径给予营养物质的同时进行胃减压。

型号描述：

产品型号	长度(cm)	空肠管内径(Fr)	胃管内径(Fr)	导丝	包装
8884752513	170	9	16	有	2套/包



电极片

- 一次性心电电极片
- 小儿/新生儿一次性使用心电电极片

一次性心电电极片

特性描述：

- 1.产品由背衬，导电粘性水凝胶组成
- 2.多种型号的电极片，为不同的科室提供便捷的运用
- 3.多品种的背衬材料，适合不同病人的肤质
- 4.不含橡胶，不含DEHP
- 5.多数电极片有两年有效期

530电极片 (成人监护)

订货编码	片/袋	片/箱	尺寸
31013926	30	600	45mmΦ



530
不透射线

按钮电极片 (成人监护)

订货编码	片/袋	片/箱	尺寸
22700	50	1000	45mmΦ
22750	50	1000	45mmΦ



按钮 电极片
不透射线



按钮 电极片
透射线

沪械广审(文)第240327-28983号

一次性心电电极片

布背衬电极片 (成人监护)

订货编码	片/袋	片/盒	片/箱
31043170	50		600



5400电极片/5500电极片

订货编码	片/袋	片/盒	片/箱	尺寸
31433538	100	1000	4000	23x25mm
30807732	100	500	2000	22x31mm



5400电极片



5500电极片

CA610电极片 (成人监护/儿童监护)

对应代码	订货编码	片/袋	片/盒	片/箱
CA610	31447793	100	1000	4000



一次性心电电极片

KENDALL™一次性心电电极片 (成人监护/儿童监护)

对应代码	订货编码	片/袋	片/盒	片/箱	尺寸
H92SG	31.1925.21	50	500	6000	57x34mm
H98SG	31.1986.21	30	300	3600	55mmΦ
H99SG	31.1996.21	30	300	3600	55mmΦ
H34SG	31.1946.21	30	300	3600	50x45mmΦ
H91SSG	31.1917.21	50	500	6000	57x34mm
H135SG	31.1355.21	50	500	6000	43x35mmΦ
H124SG	31.1245.21	50	500	6000	30x24mmΦ



H34SG



H99SG



H92SG



H124SG

200系列 (成人监护)/100系列 (成人监护/儿童监护)

订货编码	片/袋	片/箱	尺寸
31050522	100	1000	36mmΦ
31499244	10	500	36mmΦ
31078135	30	600	36mmΦ
31118733	100	1000	30mmΦ
31112496	30	600	30mmΦ



不透射线



100 Series

450泡沫电极片/850泡沫电极片 (成人监护)

订货编码	片/袋	片/箱	尺寸
24450	50	1000	43x34mm
22850	50	1000	43x34mm



450 泡沫电极片
不透射线



850 泡沫电极片
可透射线

小儿/新生儿一次性使用心电电极片

特性描述：

- 1.该产品配合心电图机，通过完整皮肤感知生物电信号，用于小儿、新生儿的心电图测量和心电监护
- 2.适用于医务人员及急救人员对心脏情况进行监控

对应代码	订货编码	片/袋	片/盒	片/箱	尺寸
4103	30710001	3	75	300	22mmΦ
4203	31368072			300	22mmΦ
1050NPSM	31424768	3		300	25mmΦ
1051NPSM	31424743	3		300	25mmΦ
1052NPSM	31424735	3		300	30mmΦ




4103



1051NPSM



1052NPSM



1051NPSM

敷料产品



PHMB 抗菌敷料

PHMB 抗菌敷料

特性描述：

- 1.可接触皮肤敷料, 适用于静脉输注口, 气管切开导管切口, 胸腔导管切口, 插管管口和排液口
- 2.PHMB 具有抗菌活性能抑制细菌在敷料内滋生, 并抑制细菌渗透敷料
- 3.敷料的屏障功能有助于减少部分皮层或全皮层的伤口感染



型号描述：

伤口敷料 (抗菌敷料)

产品代码	包装	尺寸
7088	600片/盒	Drain Sponge, 4"x4"(10.2 cm x 10.2 cm)
7089	1400	I.V. Sponge, 2" x 2" (5.1 cm x 5.1 cm)
7665	200	Non-adherent Island Dressing 4"x 5" (10.2 cm x 12.7 cm)
7666	100	Non-adherent Island Dressing 4"x 8" (10.2 cm x 20.3 cm)
7667	100	Non-adherent Island Dressing 4"x 10" (10.2 cm x 25.4 cm)
7668	50	Non-adherent Island Dressing 4"x 14" (10.2 cm x 35.6 cm)

聚六甲撑基双胍盐酸盐 (PHMB) 纱型敷料

产品代码	包装	尺寸
2506	3000	2" x 2" 8 ply (5.1 cm x 5.1 cm)
2533	1200	4" x 4" 12 ply (10.2 cm x 10.2 cm)
2539	1280	4" x 4" 12 ply (10.2 cm x 10.2 cm)
3331	60	Rigid Plastic Tray 4.5" x 4.1 yds (11.4 cm x 411.5 cm)
3332	100	Soft Pouch 4.5" x 4.1 yds (11.4 cm x 411.5 cm)
6660	480	Sterile 10s in Plastic Tray, Medium, 6" x 6.75" (15 cm x 17 cm)
6662	480	Sterile 2s in Soft Pouch Package, Medium, 6" x 6.75" (15 cm x 17 cm)
6665	600	Sterile 5s in Soft Pouch Package, Medium, 6" x 6.75" (15 cm x 17 cm)

水凝胶乳垫



水凝胶乳垫

水凝胶乳垫

型号描述：

产品型号	包装	尺寸
9403	50	Hydrogel Brsast Feeding Pad 7.6cm disc



手术室产品



磁性寻针器



磁性针计数器

该产品不作为医疗器械管理

磁性寻针器

型号描述：

产品型号	包装
31140422	1个



磁性针计数器

型号描述：

产品型号	包装
31142410	168个/箱
31142196	168个/箱





本产品手册包含嘉德诺在中国大陆地区经销或推广的所有产品

嘉德诺(上海)医疗器械有限公司

上海市天目西路128号嘉里不夜城企业中心办公楼第一座20层

邮编:200070