

注册人:浙江美加华医疗技术有限公司 江苏康诺医疗器械股份有限公司

注册号: 浙械注准20192140670 苏械注准 20162140725

广告审查批准文号: 苏械广审(文)第251104-01379号

浙械广审(文)第241215-00354号





肠内自动喂养/冲洗营养输注系统1



营养支持 阿护备至





EZPump-6 肠内营养泵

肠内营养泵为不具有食物吞咽能力的患者连续或间歇喂饲营养,与冲洗袋结合 使用,能够进行自动冲洗。



操作简单

01 可回溯记录查询长达72小时

自动冲洗功能

05 电池:在100ml/小时喂饲速率下可供电 ≥4小时

06 重量: 1.6Kg 02

封闭压:15psi(103kPa), 防止输注 自由移动

04

连续喂养模式:

喂养速度:1-400ml/小时,增幅1ml/小时喂养总量:1-3000ml,增幅1ml每次冲洗剂量:10-500ml.增幅1ml冲洗间隔:1-25小时,增幅1小时即时冲洗功能:马上冲洗管道

间歇喂养模式:

喂养速度:1-400ml/小时,增幅1ml/小时喂养次数:99次每次喂养容量:1-3000ml,增幅1ml喂养间隔:1-24小时,增幅1小时每次冲洗剂量:0-500ml,增幅1ml冲洗间隔:1-24小时,增幅1小时

订货信息

EZPump肠内营养泵

型号	描述	包装
EZPump-6	肠内营养泵 主机	1个
	肠内营养泵 立柱夹	1个
	肠内营养泵 电源适配器	1个

一次性使用营养泵管

产品代号	描述	包装
CV30	营养袋A-1000	30个/箱
CV31	营养袋+冲洗袋 B-1000	20个/箱
CV32	穿刺器+冲洗袋 C-1000	30个/箱
CV33	穿刺器 D-0	30个/箱

产品名称:一次性使用营养泵管

适用范围:产品供医疗机构为不具有食物吞咽能力的患者连续或者间断喂饲营养用;若与冲洗袋结合使用,能够进行自动冲洗一次性使用营养泵管用于储存和进饲肠内营养液

禁忌症:3个月以内婴幼儿和肠梗阻,上消化道出血,严重吸收不良综合症,腹腔内感染,短肠综合症等肠道完全休息的患者

禁忌内容或注意事项: 详见说明书



EZPump-6



营养袋A-1000



营养袋+冲洗袋B-1000



穿刺器+冲洗袋C-1000



穿刺器D-0

